

Maks belastning: 300 kg



BasicSling er en løftesele som er enkel for pleieren å applisere og gir brukeren trygghetsfølelse ved forflytning. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til over hodet. BasicSling er utformet for bruk i de vanligste løftesituasjoner, som f. eks. fra seng til rullestol etc.

BasicSling finnes i flere materialvalg. Valget av modell og materiale avgjøres av brukerens egne funksjoner samt hvilken/hvilke typer løftesituasjoner den benyttes i.

RoMedics løfteseler og heiser inngår i SystemRoMedic, en helhetstankegang innen forflytninger. SystemRoMedic har fire kategorier av forflytninger; overflytning, posisjonering, støtte og løft.

Kontroll av funksjon

Visuell inspeksjon

Foreta regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Alltid etter vask. Kontroller at materialet er helt og fritt for skader og at det ikke har blitt bleket. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.

Les bruksanvisningen

Les bruksanvisningen for samtlige hjelpemidler som er innblandet i en forflytning.

Unngå risiko for utglidning eller andre ubehag ved å velge riktig størrelse på løfteselen.

For stor løftesele gir høy risiko for utglidning.

La ikke brukeren være alene under løftemomentet.

Fest først selens ryggfester, deretter fester man benfestene.

Bruk godkjent løftebøyle for økt sikkerhet.

Plassering av løftesele når brukeren sitter i rullestol/stol eller seng:



1




2

1. Hold løfteselen i den ene hånden og plasser den andre hånden i lommen på den nedre kanten på selen. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Før løfteselen ned bak brukers rygg ved å la den gli ned langs rullestolens rygg/seng. Det er optimalt om den kommer helt ned til halebenet på brukeren. Løfteselens midtlinje skal følge brukers rygggrad.



3




4

2. Vær nøye med å få løfteselen godt rundt setet på brukeren. Dette gjøres enklest ved å benytte rommet ved bakre hjørne på rullestolsetet.
3. Jobb frem stroppene langs lårenes utside. Sitt gjerne foran brukeren og trekk i den nedre kanten på benstroppene slik at løfteselen gli på plass rundt setet på brukeren. Sett ditt kne mot brukers kne slik at man unngår at brukeren gli for langt frem i rullestolen.
4. Etter at du har kontrollert at begge benstroppene er like lange på begge sider, kan du plassere dem under brukers lår. Det er vanlig å krysse begge stroppene før de festes i løftebøylen.

Fjerning av løfteselen når brukeren sitter:



1




2

1. Fold benstroppen og la den gli mot seg selv når du trekker den ut på siden av låret.
2. Trekk løfteselen opp bak brukers rygg.

Plassering av løftesele når brukeren ligger i seng, på benk eller gulv:




1



2

1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfteselen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midtmarkeringene følger ryggraden. Løfteselens øvre kant skal dekke skuldrene og den nedre kanten dekker helt ned til hale benet. Plasser løfteselen så langt inn under brukeren som over hode mulig. Sørg for at ryggraden dyttes godt inn mot kroppen, slik at du får tak i den på andre siden etter at du har vendt brukeren tilbake på rygg.

2. For lettere håndtering og færre momenter kan du i sideleie krølle ryggdelen mot brukers ryg og samtidig plassere benstroppene mellom brukers knær. Da er det enklere å trekke dem frem når brukeren ligger på løfteselen.



3



4

3. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem ryggdelen og benstroppene.

4. Det er vanlig å krysse begge stropene før de festes i løftebøylen.

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger:



1



2

1. Legg benstroppene mellom brukers knær.

2. Vend brukeren mot deg og fold inn selen inn under brukeren, slik at tøyet glir mot seg selv og du lett kan trekke ut løfteselen under brukeren.

Alternative bruksområder for løfteselens benstroppe:



1. Det er vanlig å krysse begge benstroppene før de festes i løftebøylen.
2. Ved behov kan benstroppene krysses under begge bena.
3. Man kan også velge å ikke krysse benstroppene, men vær da på vakt for høy risiko for utglidning av løfteselen.

Materiale:

- Polyester:** Slitesterkt materiale med lite friksjon.
Polyesternet: Luftig materiale som ved behov kan bli værende under brukeren.
Plastret nett: Kan desinfiseres med sprit og anbefales til bruk ved bading eller dusjsituasjoner.

Vedlikeholdsråd:

Les på produktetiketten.



Bruk ikke skyllemiddel.
Unngå bruk av tørketrommel for lang levetid på materialet.

Størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punkts løftesituasjoner. Uansett må man alltid sjekke og sikre at bredden på løftebøylen fungerer til løfteselens størrelse og brukers forutsetninger.

For sikkerhet og hygiene, bruk løfteselene individuelt dvs. en sele tilpasset hver bruker.

Størrelse		XXS/Grå	XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla	XXL/Hvit
Anbefalt brukervekt	lbs	22-55	44-77	77-121	99-176	165-242	220-331	308,5-441
	kg	10-25	20-35	35-55	45-80	75-110	100-150	140-200
Løfteselens høyde	inch	25	25,5	30	35	37,5	38,5	38,5
	cm	63	65	77	89	95	98	98

RoMedics produkter utvikles kontinuerlig. Derfor forbeholder vi oss retten til endringer i produktene uten varsel i forkant. Kontakt leverandøren for informasjon, råd og eventuelle oppdateringer.

For spørsmål om produktet ta kontakt med Handicare for utprøving, råd eller annen informasjon. Ved behov for ytterligere informasjon kontakt deres egen spesialist i forflytningsteknikk, vår representant eller www.handicare.no. Sørg alltid for at du har den siste versjonen av manualen tilgjengelig. Den kan enkelt lastes ned fra vår hjemmeside: www.handicare.no

Produsent:

RoMedic AB
Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN
Tel: +46 (0)8-594 773 33
Faks: +46 (0)8-594 773 44
E-post: office@romedic.com
www.romedic.com

Leverandør:

Handicare AS
Øreveien 37
Postboks 163
1501 Moss
Tel: 03250
Faks: 85 02 88 22
E-post: post@handicare.no
www.handicare.no

RoMedic[®]
A company in the Handicare Group